



گروه مهندسی پزشکی  
**پویا فارمدفام**





مصرفی لاپاراسکوپي



انواع استیپلر



مصرفی عمومی



سیستم رادیو فرکانسی



# LOOKMED



تروکار های لاپاراسکوپی کمپانی Lookmed در دو سایز ۱۰ و ۵ میلیمتر مصرفی قابل ارائه بوده، از ویژگی های این تروکار می توان به کیفیت بالا همراه با طراحی مناسب بدنه آن، همچنین تیغه آرتروماتیکی که با کمترین میزان آسیب همراه است و همچنین دریچه ای یونورسال که از هرگونه نشتی گاز جلوگیری کرده اشاره داشت.

# مصرفی لاپاراسکوپی

## تروکار

**MEDILINE**<sup>®</sup>  
HEALTHCARE



تروکارهای لاپاراسکوپی کمپانی MEDILINE که خط تولید تروکارهای لاپاراسکوپی آن به X-ONE شهرت دارد طیف گسترده و کاملی از تروکارها را از جمله اپتیک، بدون تیغه، تیغه دار و همچنین هسون در انواع سایزهای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلیمتر تک و دوقلو شامل می شوند.

# LOOKMED




شرکت پویا فارمد فام با تمرکز بر ارائه تجهیزات و اقلام لاپاراسکوپی آماده است که با همکاری کمپانی Lookmed این محصول را با کیفیت مطلوب ارائه دهد. همچنین از خصوصیات آن میتوان به تنوع آن در حجم های متفاوت و نیز دسته دار بودن جهت کاربری ساده تر اشاره داشت.



مصرفی لاپاراسکوپي

ساکشن اريگيشن



کاور دوربين





انواع ابزار لاپاراسکوپی با تیپهای متفاوت از یکی از نوآورترین کمپانی ها HANDLIKE قابل ارائه است.

علاوه بر انواع متفاوت ابزار لاپاراسکوپی از جمله نیدل هولدر و انواع گرسپر این کمپانی با ارائه متفاوت منجر به بهینه سازی قیمت و افزایش کیفیت شده به گونه ای که علاوه بر نوع کاملا مصرفی ، ابزار با هندل دائم و شفت و اینسرت مصرفی و یا همچنین شفت و هندل دائم با قابلیت اتوکلاو با تیپ مصرفی نیز در دسترس بوده. همچنین شکلهای متفاوت هندل که به گونه ای کاملا ارگونومیک طراحی شده در دو نوع قفل شونده و ساده قابل ارائه می باشد.

مصرفی لاپاراسکوپى

كليپس پليمرى

LOOKMED



كليپس تيتانيوم





# مصرفی لاپاراسکوپی

## لیست محصولات لاپاراسکوپی

نام محصول	نوع	سایز	برند	ساخت
تروکار دوقلو	تیغه دار	۵ میلیمتر	LOOKMED	CHINA
تروکار دوقلو	تیغه دار	۱۰ میلیمتر	LOOKMED	CHINA
تروکار دوقلو	تیغه دار	۵ میلیمتر	MEDILINE	ITALY
تروکار دوقلو	تیغه دار	۱۰ میلیمتر	MEDILINE	ITALY
تروکار تک	اِپتیک	۱۲ میلیمتر	MEDILINE	ITALY
اندوبگ	دسته دار	متوسط	LOOKMED	CHINA
اندوبگ	بدون دسته	متوسط	LOOKMED	CHINA
اندوبگ	بدون دسته	متوسط	PHAMCOMED	IRAN
فورسپس	آتروماتیک		HANDLIKE	CHINA
فورسپس	کلینچ		HANDLIKE	CHINA
فورسپس	ببکاک		HANDLIKE	CHINA
فورسپس	ماربلند		HANDLIKE	CHINA
فورسپس	قیچی		HANDLIKE	CHINA
فورسپس	دلفین		HANDLIKE	CHINA
فورسپس	نیدل هولدر		HANDLIKE	CHINA
کلیپس	پلیمری	بنفش	LOOKMED	CHINA
کلیپس	پلیمری	سبز	LOOKMED	CHINA
کلیپس	پلیمری	طلایی	LOOKMED	CHINA
کلیپس	فلزی	سبز	LOOKMED	CHINA
کاور دوربین			PHAMCOMED	IRAN
ساکشن اریگیشن			PHAMCOMED	IRAN

# انواع استپلر








**LOOKMED**  
**BEHEN**



انواع استپلر

استپلر پوستی

# LOOKMED




وسیله کاربردی که انجام عمل بخیه را ساده کرده و منجر به تسریع در انجام آن و همچنین با افزایش ایمنی و کیفیت باعث کاهش زمان بهبودی میگردد و در هنگام خارج سازی علاوه بر ساده تر بودن نسبت به شیوه های گذشته درد کمتری را نیز به دنبال دارد. همچنین لازم به ذکر است تعداد ۳۵ عدد بخیه در آن کار گذاری شده است.

# انواع استپلر

## اندو استپلر

# BETEN

زاویه چرخش




عرض مناسب دهانه باز گیره

طراحی ارگونومیک دسته

طراحی مناسب Anti-Slippery;

این طراحی منجر به عدم امکان حرکت بافت و لغزش آن در میان دو لبه کاتریج بخ خصوص در بافت ها ضخیم تر می شود.



طیف گسترده ای از سایزها





بدنه درسایزهای مختلف

کاتریج ها در تمامی سایزها دارای 6 ردیف سوزن میباشد که همراه با کیفیت بالا، تیزی مناسب و کیفیت مرغوب منجر به افزایش امنیت استپلر و همچنین شلیک (Firing) مناسب میگردد.

انواع استپلر

استپلر خطی برشی

BEHEN



استپلر حلقوی



انواع استپلر

استپلر هموروئید

**BETEN**






Phamcomed



پمپ تزریق یا پمپ شستشو که برای تزریق مایع استریل در محل مورد نظر کاربرد دارد به گونه ای طراحی شده که با انواع متفاوت امکان افزایش قدرت تزریق را فراهم می سازد و در بسیاری از عمل ها از قبیل آرتروسکوپی شانه، زانو و همچنین عمل زنان کاربرد دارد و امکان اتصال به تروکار را دارا بوده همچنین نوع دیگر آن با اتصال به دکاتر توان استفاده در تمامی عمل ها را دارد و جراح می تواند خود به شستشو محل زخم و برش مد نظر با شدت جریان و وسعت تشخیص خویش بپردازد و همچنین در عمل هایی که دستگاه تزریق مایع به کار میرود این وسیله با تفاوت قیمت بسیار و شباهت کارایی می تواند جایگزین مناسبی باشد.

از نوع های متفاوت آن می توان به دو پمپ 4 راه که بیشترین قدرت ایجاد جریان تزریقی را دارد و همچنین دو پمپ دو راه، تک پمپ 4 راه، تک پمپ دو راه و انواع جراحی که امکان اتصال به تروکار را ندارند و به دکاتر متصل هستند و یا همچنین به شکل بدون پمپ آن نیز اشاره کرد.






دکانتور وسیله برای تزریق مایع استریل می باشد. از آن جایی که توزیع مایع استریل از اهمیت بالایی برخوردار است این وسیله منجر به کنترل و کاهش میزان عفونت، همچنین منجر به بهبود کارایی و افزایش سرعت و سادگی کاربری می گردد.

وسیله ای ساده و کاربردی که برای شستشوی انواع زخم و برش جراحی مورد استفاده قرار میگیرد.

دکانتور علاوه بر طول های متفاوت دارای دو نوع با حافظه و بدون حافظه می باشد.

مصرفی عمومی

رترکتور الکسیس



یکی از شیوه هایی که جهت کنار زدن لایه های مختلف در عمل های شکمی مورد استفاده قرار می گیرد رترکتور مصرفی می باشد. این رترکتور 360 درجه ای، نرم و آتروماتیک است. رترکتور مصرفی از رترکتورهائی است که در عمل های اینتراآبدومینال کاربرد دارد. حین عمل با کمک این رترکتور کنار زدن بافت ها به راحتی صورت می گیرد و خستگی تیم جراحی کمتر خواهد بود. به واسطه خودکار بودن این رترکتور آزادی عمل بیشتری برای تیم جراحی فراهم خواهد شد. رترکتور مصرفی در سایز های متفاوتی موجود می باشد که بسته به نوع عمل جراحی دارد.



## لیست محصولات مصرفی عمومی



نام محصول	نوع	سایز	برند	ساخت
پمپ تزریق	دو پمپ دو راه		PHAMCOMED	IRAN
پمپ تزریق	دو پمپ چهار راه		PHAMCOMED	IRAN
پمپ تزریق	تک پمپ دو راه		PHAMCOMED	IRAN
پمپ تزریق	تک پمپ چهار راه		PHAMCOMED	IRAN
پمپ تزریق	بدون پمپ دو راه		PHAMCOMED	IRAN
پمپ تزریق جراحی	دو پمپ دوراه		PHAMCOMED	IRAN
لوله گاز			PHAMCOMED	IRAN
دکانتر	بدون حافظه		PHAMCOMED	IRAN
دکانتر	با حافظه		PHAMCOMED	IRAN
رترکتور مصرفی		کوچک	PHAMCOMED	IRAN
رترکتور مصرفی		متوسط	PHAMCOMED	IRAN
رترکتور مصرفی		بزرگ	PHAMCOMED	IRAN



# سیستم رادیو فرکانسی

 **STARmed**





کمپانی STARMED از شرکت های نو آور واقع در کره جنوبی بوده که به سرعت رو به رشد است و همواره در زمینه درمان از طریق امواج رادیو فرکانسی از پیشگامان این عرصه می باشد و سعی بر آن دارد که با ارائه جدید ترین شیوه های درمانی که از این طریق صورت میگیرد به درمان تومور های سرطانی و غدد بوجود آمده پردازد. و همچنین در این راه توانسته به یکی از رهبران و توسعه دهندگان اصلی این بخش تبدیل شود و همچنین اکنون در درمان تومور تیروئید نیز به عنوان برترین شرکت درمانی در دنیا مطرح است .



گروه مهندسی پزشکی  
**پویا فارمدفام**



LOOKMED

HANDLIKE

BETEN

STARmed

Phamcomed

نمایندگی ها

LOOKMED

LOOKMED



کمپانی LOOKMED با فعالیت تخصصی ابزار مصرفی لاپاراسکوپی توانسته به دانشی روز برای تولید هرچه بهتر و با کیفیت کلیه محصولات این بخش دست یابد و امروز با سبد کالایی کامل آمادگی خود را برای ارائه محصولاتی با کیفیت اعلام دارد. این کمپانی با طراحی منحصر به فرد تروکارهای خویش در کنار سایر محصولات اعم از کلیپس های لاپاراسکوپی ، SKIN STAPLER ، اندوبگ ، ساکشن اریگیشن ، فشیا کلوزر و موارد دیگر و اخذ تاییدیه های جهانی اعم از CE و FDA توانسته به موفقیت های روز افزون دست یابد. از این رو شرکت پویا فارمد فام با اخذ نمایندگی انحصاری این کمپانی توانسته سبد کالایی خود را در این حوزه کامل نماید و آماده ارائه محصولاتی با کیفیت با قیمت مناسب باشد.



# نمایندگی ها

## HANDLIKE



کمپانی Handlike با داشتن بخش تحقیق و توسعه فعال در زمینه ابزار و وسایل اسکوپي توانسته خود را به عنوان یکی از کارخانه های کشور چین که علاوه بر تولید کلیه و انواع محصولات با کیفیت لاپاراسکوپي و آندوسکوپي توان ارائه طراحی و در اختیار قرار دادن مواد اولیه تولید را نیز دارد و در این راستا بخشی از تولید بسیاری از کمپانی های بزرگ جهان را عهده دار است مطرح نماید. لیکن این امر منجر شده که انواع متفاوت ابزار دائم و مصرفی متناسب با سلیقه جراح در دسترس باشد و کیفیت نیز به دنبال آن افزایش یابد و همچنین باعث ارائه قیمت مناسب به بیماران شده . از این رو توانسته با اخذ مدارک و تاییدیه های جهانی اعم از CE و FDA در فروش جهانی به رتبه و جایگاه در خور و مناسبی دست یابد. پیرو آن شرکت پویا فارمد فام که سالهاست در این زمینه فعالیت دارد با اخذ نمایندگی انحصاری این کمپانی سعی بر ارائه محصولات لاپاراسکوپي با کیفیت و قیمت مناسب دارد.

# BEIEN



کمپانی **beien-surgery** همواره به عنوان کارخانه و شرکتی پیشرفته با سرمایه گذاری در بخش R&D و سعی در بهبود و افزایش کیفیت و مدیریت استادار می باشد.

نوآوری یک قدرت وصف ناپذیر برای شرکت ها است. **beien** به طور مداوم در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده و اکنون به 10,000 آزمایشگاه مجهز شده است، که این پشتیبانی اساسی را برای بخش تحقیق و توسعه ای شرکت فراهم کرده است. این کمپانی با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و فن آوری تولید پیشرو آلمانی با به روز ترین استانداردهای دنیا سعی در ارائه کالایی با بالاترین میزان کیفیت را دارد.

همواره با داشتن انواع تاییده ها اعم از **CE, ISO13485, CFDA, FDA** و با داشتن چندین ثبت اختراع جهانی خود را در بازار های بین المللی مطرح کرده و همواره از استقبال بی نظیری برخوردار شده است. کمپانی **Beien** تنها تولید کننده تجهیزات پزشکی است بلکه محقق پیشرفت زندگی برای ارتقاء درمان پزشکی نیز میباشد.



### Products

## VIVA multi RF Generator

### Advanced Technology

Advanced Technology that can effectively activate  
2 electrodes without compromising on power output



کمپانی STARMED از شرکت های نو آور واقع در کره جنوبی بوده که به سرعت رو به رشد است و همواره در زمینه درمان از طریق امواج رادیو فرکانسی از پیشگامان این عرصه می باشد و سعی بر آن دارد که با ارائه جدید ترین شیوه های درمانی که از این طریق صورت میپذیرد به درمان تومار های سرطانی و غدد بوجود آمده پردازد. و همچنین در این راه توانسته به یکی از رهبران و توسعه دهندگان اصلی این بخش تبدیل شود و همچنین اکنون در درمان تومور تیروئید نیز به عنوان برترین شرکت درمانی در دنیا مطرح است .

از این رو شرکت پویا فارمد فام برای انتقال این تکنولوژی جدید در درمان سرطان اقدام به همکاری و اخذ نمایندگی انحصاری این کمپانی نموده است تا همواره در راستای هدف خود که خدمت به بخش درمان است بتواند به روزترین و بهترین شیوه های درمان را به بیماران این مرز و بوم ارائه دهد.



برند PHAMCOMED نام تجاری شرکت پویا فارمد فام می باشد. همواره شرکت پویا فارمد فام در راستای خدمات ارزنده، پیشرفت و گسترش ارتقای تجهیزات پزشکی بر آن شد که با همکاری و تولید برخی کالاها بتواند به چشم انداز خود که بهبودی ارائه تجهیزات پزشکی با کیفیت مطلوب و عرضه گسترده آن هاست دست یابد. ارتقای دانش و فناوری باعث تغییر در درمان پزشکی و افزایش مراقبت از زندگی میشود، شرکت پویا فارمد فام با ارائه کالاهایی که با نام تجاری PHAMCOMED است سعی بر آن دارد که به این مهم دست یابد. همواره بر آن هستیم کالاهایی که امروزه در سطح نیاز اول کشور است با کیفیت مرغوب و فناوری نو به تولید برسانیم و علاوه بر عرضه گسترده آن به مراکز درمانی و جراحان بتوانیم با نو آوری و همچنین اخذ تاییدیه های بین المللی توان ارائه مطلوبترین داشته باشیم



گروه مهندسی پزشکی

پویا فارمدفام

شرکت پویا فارمد فام

کوی نصر(گیشا)-نبش کوچه  
۳۸-پلاک ۲۴۱-واحد ۱۲



۰۹۱۰۸۶۰۱۶۰۶



۰۲۱-۸۶۰۱۶۶۹۰



۸۶۰۱۶۶۹۵

[www.phamcomedical.com](http://www.phamcomedical.com)