



Pouya Pharmed Pham

CONTENT

فهرست

TROCAR	2	۱	تروکار
ENDOBAG	4	۳	اندوبگ
SUCTION IRRIGATION	6	۵	ساکشن اریگیشن
HEMOVAC	8	۷	همووک
SUCTION TUBE	10	۹	لوله ساکشن
IRRIGATOR	12	۱۱	اریگاتور
ARTHROSCOPY IRRIGATION SET	14	۱۳	ست شستشوی آرتروسکوپی
SUTURE ANCHORS	16	۱۵	آنکور سوچور
SOFT ANCHORS	18	۱۷	سافت آنکور
LASSO	20	۱۹	لاسو
ENDOBUTTON	22	۲۱	اندوباتن
FIBER WIRE	24	۲۳	فایبر وایر

About Us

Pouya Pharmed Pham Company, with years of experience in the field of medical equipment, has gathered skilled and experienced individuals together. For years, this company has been providing innovative services to healthcare facilities and prioritizing the transfer of advanced medical technologies as its objectives.

Today, with the expansion of its manufacturing division under the brand name Marscomed, the company strives to achieve its goals like never before.


Today, Marscomad Company, with the slogan "A New Chapter In Health Care" aims to produce the best and make the most complex ones possible to restore hope and health to patients.

درباره ما

شرکت پویا فارمد فام با سال ها فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی و گرد آوری افرادی مجرب و با تجربه همانند گذشته که خدمت به جامعه پزشکی با ارائه خدماتی نوین و همچنین عرضه محصولات روز دنیا و انتقال فن آوری های پیشرفته پزشکی را از اهداف خود قرار داده بود، امروز نیز با گسترش بخش تولید خود با نام تجاری مارسکومد سعی بر آن دارد که بیش از پیش بتواند به اهداف خود دست یابد.

مارسکومد با شعار فصل جدیدی از زندگی بر آن است که بهترین ها را تولید کند، پیچیده ترین ها را ممکن سازد تا امید و سلامتی را بازگرداند.

CONTACT US

 www.PhamCoMedical.com
www.Marscomed.com

+9821 - 86 01 66 90 - 86 01 66 93 - 86 01 66 95




+9821 - 86 01 47 26



+98910 860 1606



 PhamComed

TROCAR

SHIELED TIP TROCAR



تروکار

تروکار تیغه دار

طراحی ارگونومیک تروکار جهت سهولت در ورود

استفاده از دو واشر متفاوت که منجر شده که از هرگونه نشتی گاز CO₂ شود جلوگیری شود.

عمق شیارهای مناسب روی بدنه که منجر به افزایش تثبیت آن حین استفاده میگردد.

The ergonomic design of the trocar for ease of entry

The use of two different gaskets that lead to prevent any CO₂ gas leakage.

The depth of suitable grooves on the body, which leads to increase its fixation during use

The unique design of the CO₂ connection valve leads to ease of use for surgeons.

اتوماتیک بودن تیغه تروکار که منجر به افزایش ایمنی در استفاده از آن می شود. طراحی منحصر به فرد تیغه تروکار به گونه ای می باشد که کنارهای بافت را بدون هیچ آسیب و برشی به کنار هدایت می کند. همچنین طراحی ایمن آن منجر شده که تیغه پس از ورود به فضای صفاق شکمی بلافاصله غیر فعال می شود.

طراحی منحصر به فرد شیر اتصال به گاز CO₂ که منجر به سهولت در کاربری برای جراحان می شود.

The automaticity of the trocar blade increases safety in its use. The unique design of the trocar blade guides the tissue to the side without damaging or cutting. Also, this design makes the blade inactive after entering the peritoneal space of the abdomen.

MLTB10D

2 cannulas size
10mm and 1 blade
size 10

MLTB10S

1 cannula size
10mm and 1 blade
size 10

MLTB5D

2 cannulas size
5mm and 1 blade
size 5

MLTB5S

1 cannula size
5mm and 1 blade
size 5

MLTB5D

۲ عدد کانولای سایز
۵mm به همراه یک
تیغه سایز ۵mm

MLTB5S

۱ عدد کانولای سایز
۵mm به همراه یک
تیغه سایز ۵mm

MLTB10D

۲ عدد کانولای سایز
۱۰mm به همراه یک
تیغه سایز ۱۰mm

MLTB10S

۱ عدد کانولای سایز
۱۰mm به همراه یک
تیغه سایز ۱۰mm

ENDO BAG

DISPOSABLE ENDOSCOPIC RETRIEVAL BAG



MARSCOMED



اندوبگ

کیسه لاپاراسکوپی یکبار مصرف

Using a thread that closes the bag completely when pulling it, and this leads to an easier exit of the organ inside the bag, and also this thread causes the bag to be separated from the endobag faster.

Ergonomic handle design, make the grasping easy and comfortable.

طراحی ارگونومیک دسته که کاربری و استفاده از این وسیله را بهبود میبخشد.

ساخته شده از کیسه پلی اورتان

استفاده از نخ که هنگام کشیدن آن کیسه کاملاً بسته شده و این اتفاق منجر به خروج ساده تر ارگان داخل کیسه شده و همچنین این نخ باعث جدا شدن سریع تر کیسه از اندوبگ میگردد.

Three types of Endobags can be provided. Endobag with a handle. Endobag with a guiding tube and also an Endobag only contains one bag.



Made of polyurethane bag

ضخامت مناسب کیسه که پارگی آن را به حداقل می رساند.

Appropriate thickness of the bag that minimizes its rupture.

سه نوع اندوبگ قابل ارائه است. اندوبگ دسته دار، اندوبگ با لوله هدایت شونده و همچنین اندوبگی که شامل کیسه میباشد.

MLHB330	Endo bag with a handle, a bag volume of 330 cc	MLGB330	Endo bag with a guided tube, a bag volume of 330 cc	MLSB330	Simple endo bag with a bag volume of 330 cc	کیسه ساده اندوبگ با حجم کیسه ۳۳۰ سی سی	MLSB330	اندوبگ با لوله هدایت شونده با حجم کیسه ۳۳۰ سی سی	MLGB330	اندوبگ دسته دار با حجم کیسه ۳۳۰ سی سی	MLHB330
MLHB450	Endo bag with a handle, a bag volume of 450 cc	MLGB450	Endo bag with a guided tube, a bag volume of 450 cc	MLSB450	Simple endo bag with a bag volume of 450 cc	کیسه ساده اندوبگ با حجم کیسه ۴۵۰ سی سی	MLSB450	اندوبگ با لوله هدایت شونده با حجم کیسه ۴۵۰ سی سی	MLGB450	اندوبگ دسته دار با حجم کیسه ۴۵۰ سی سی	MLHB450
MLHB700	Endo bag with a handle, a bag volume of 700 cc	MLHB700	Endo bag with a guided tube, a bag volume of 700 cc	MLSB700	Endo bag with a handle, a bag volume of 700 cc	کیسه ساده اندوبگ با حجم کیسه ۷۰۰ سی سی	MLSB700	اندوبگ با لوله هدایت شونده با حجم کیسه ۷۰۰ سی سی	MLHB700	اندوبگ دسته دار با حجم کیسه ۷۰۰ سی سی	MLHB700

SUCTION IRRIGATION

DISPOSABLE SUCTION IRRIGATION



MARSCOMED



ساکشن اریگیشن

ساکشن اریگیشن یک بار مصرف

The holes in the suction tube make it the best suction

Ergonomic handle that makes it easier for the surgeon

Flexible Hoses


sterilized with ethylene oxide gas

سوراخ های ایجاد شده در لوله ساکشن باعث میشود که بهترین مکش را داشته باشد.

هندل ارگونومیک که کاربری را برای جراح ساده تر می کند

شلنگ های انعطاف پذیر

استریل شده با گاز اتیلن اکساید



HEMOVAC

HEMOVAC DRAIN SYSTEM



همووک

سیستم تخلیه همووک

It has a clamp to stop the transfer of secretions into the hemovac and create negative pressure inside the hemovac chamber

It has a drainage tube with a radiopaque line (radiopaque) made of barium sulfate to make the tube clear in X-ray photography.

Sterilized with ethylene oxide gas to prevent the transmission of infection from the outside environment into the tissue.

The ability to measure the amount of secretions with the help of the Hemovac chamber

It has a perforated drainage tube for better suction of secretions

Produced with medical grade PVC.

دارای کلمپ جهت قطع انتقال ترشحات به داخل همووک و ایجاد فشار منفی درون محفظه همووک

دارای لوله درناژ با خط مات رادیویی (radiopaque) از جنس سولفات باریوم جهت مشخص بودن لوله در عکس برداری اشعه ایکس

استریل شده با گاز اتیلین اکساید جهت جلوگیری از انتقال عفونت از محیط خارج به داخل بافت

قابلیت اندازه گیری میزان ترشحات به کمک محفظه همووک

دارای لوله درناژ سوراخ شده جهت مکش هرچه بهتر ترشحات

تولید شده با پی وی سی درجه پزشکی



ضد حساسیت

محصولات عمومی

MGHD10

Hemovac drain system size 10

MGHD12

Hemovac drain system size 12

MGHD14

Hemovac drain system size 14

MGHD16

Hemovac drain system size 16

سیستم تخلیه همووک سایز ۱۶

MGHD16

سیستم تخلیه همووک سایز ۱۴

MGHD14

سیستم تخلیه همووک سایز ۱۲

MGHD12

سیستم تخلیه همووک سایز ۱۰

MGHD10

SUCTION TUBE

General surgical suction tube



MARSCOMED



لوله ساکشن

لوله ساکشن جراحی عمومی

General Products

محصولات عمومی

in
three
sizes

25

30

35

در
سه
سایز

۲۵

۳۰

۳۵

It has the highest amount of flexibility to maintain the shape of the tube during suction

High transparency of medical grade granules

Suitable thickness to withstand high negative pressure and prevent rupture

Disposable and sterilized with ethylene oxide gas

Suitable length of about 2 meters for ease of operation

دارای بیشترین میزان انعطاف پذیری جهت حفظ شکل تیوپ در طول ساکشن

دارای شفافیت بالا از جنس گرانول مدیکال گرید پزشکی

دارای ضخامت مناسب جهت تحمل فشار منفی بالا و جلوگیری از پارگی و یا فروپاشی

ساکشن یکبار مصرف استریل شده با گاز اتیلن اکساید

طول مناسب حدود ۲ متر جهت سهولت در به کار گیری حین عمل



MGPS25- 25


MGPS30- 30

MGPS35- 35

IRRIGATOR



اریگاتور



ARTHROSCOPY IRRIGATION SET



ست شست و شو آرتروسکوپی

Soft easy to squeeze pump chamber system

Allows for quick high flow irrigation delivery and rapid refill through it's uniquely designed one-way valve system



Easy instrument connection and flexible use made possible by silicone tube

جنس پمپ نرم بوده و به راحتی فشرده میشود که این امر منجر به افزایش فشار تزریق میگردد.



تزریق به صورت یک طرفه میباشد با کلمپ های قرار گرفته امکان تنظیم سرعت تزریق وجود دارد.

اتصال آسان ابزار و استفاده انعطاف پذیر توسط لوله سیلیکونی امکان پذیر شده است



orthopedic

ارتوپدی

MOIT0/2

non-vented perforator *2

MOIT1/2

non-vented perforator*2, Hand Pump*1

MOIT2/2

non-vented perforator*2, Hand Pump*2

MOIT2/4

non-vented perforator*4, Hand Pump*2

MOIT1/4

non-vented perforator*4, Hand Pump*1

MOIT1/4

چهار راه همراه با یک پمپ

MOIT2/4

چهار راه همراه با دو پمپ دستی

MOIT2/2

دو راه همراه با دو پمپ دستی

MOIT1/2

دو راه همراه با یک پمپ دستی

MOIT0/2

دو راه بدون پمپ دستی

SUTURE ANCHORS

Titanium Orthopedic SUTURE ANCHORS



MARSCOMED



آنکور سوچور

آنکور سوچور ارتوپدی تیتانیومی

Ergonomic handle

It has high resistant suture with 4 needles

Ability to add suture thread when applying anchor suture


The material is medical grade titanium

دسته ارگونومیک

دارای ۴ نخ سوزان دار
با مقاومت بالا

امکان اضافه کردن نخ
بیشتر هنگام استفاده

جنس پیچ آنکور از
تیتانیوم میباشد



MOA3

Suture Anchors
size 3mm

MOA4

Suture Anchors
size 4mm

MOA5

Suture Anchors
size 5mm

MOA5

آنکور سوچور سایز
۵ میلی متر

MOA4

آنکور سوچور سایز
۴ میلی متر

MOA3

آنکور سوچور سایز
۳ میلی متر

SOFT ANCHORS



MARSCOMED

Anchors, hooks, non-absorbable synthetic ligaments, Ben Card



سافت آنکور

انکورها قلابها رباط مصنوعی غیر جذبی بن کارت

Fibers and fibers woven from medical grade which are presented in Pouya Pharmed Fam Company under the brand name DISC

This product is available in two sizes 3 and 5 mm

The strength and high tensile tolerance are the characteristics of this product

The middle yarn is made of medical grade

The stretch of two threads makes the middle strip have maximum strength with the bone

رشته ها و الیاف به هم بافته شده که از جنس مدیکال گرید می باشد. در شرکت پویا فارمد فام با نام تجاری Disc ارائه میگردد.

این محصول در دو سایز ۳ و ۵ میلیمتر قابل ارائه است

استحکام و قدرت تحمل کشش بالا از ویژگی های این محصول است

نخ میانی نیز از جنس مدیکال گرید میباشد

کشش دو نخ باعث میشود که نوار میانی حداکثر استحکام را با استخوان داشته باشد.

LASSO

LASSO SUTURE PASSERS



MARSCOMED



لاسو

ابزار عبور دهنده نخ

Made from medical grade materials

Made of stainless steel

In three different models and angles

Sharp and strong

Ergonomic handle and ease of use

sterilized with ethylene oxide gas

ساخته شده از متریال
مدیکال گرید

ساخته شده از استیل ضد زنگ

در سه مدل و
زوایای متفاوت

نوک تیز و مستحکم

دسته ارگونومیک و
سهولت در کاربری

استریل شده توسط
گاز اتیلن اکساید

In the Quick model, the length of the rod is greater than the Micro model

The Pro model has a pulley for easier thread rejection

در مدل کوئیک طول میله بیشتر از مدل میکرو میباشد

مدل پرو دارای قرقره ای برای رد کردن ساده تر نخ میباشد

MODEL NAME	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	QUICK	QUICK	QUICK	PRO	PRO	PRO	PRO	MODEL NAME
ANGLE	30 RIGHT	30 LEFT	45 RIGHT	45 LEFT	90 RIGHT	90 LEFT	0	45 LEFT	45 RIGHT	0	45 LEFT	45 RIGHT	30 LEFT	30 RIGHT	ANGLE
CODE	MOLSP-M30R	MOLSP-M30L	MOLSP-M45R	MOLSP-M45L	MOLSP-M90R	MOLSP-M90L	MOLSP-M0S	MOLSP-P45L	MOLSP-P45R	MOLSP-P0S	MOLSP-P45R	MOLSP-P45R	MOLSP-P30L	MOLSP-P30R	CODE

Endobutton

TITANIUM ENDOBUTTONE WITH LOOP



MARSCOMED



اندوباتن

اندوباتن تیتانیومی حلقه دار

Suitable plate diameter

قطر صفحه مناسب

Made of medical grade titanium

ساخته شده از
تیتانیوم مدیکال گرید

Proper sewing of the loop that leads to minimal tearing

دوخت مناسب لوپ که منجر به پارگی حداقل می شود

Use strong resistant threads

استفاده از نخ مقاوم و مستحکم

in three sizes

20

25

30

also its adjustable model is available soon

در سه سایز

20

25

30

همچنین مدل قابل تنظیم آن به زودی در دسترس خواهد بود

FIBER WIRE



فایبر وایر

Fibers and fibers woven from medical grade which are presented in Pouya Pharmed Fam Company under the brand name DISC

رشته ها و الیاف به هم بافته شده که از جنس مدیکال گرید میباشد در شرکت پویا فارمد قام با نام تجاری Disc ارائه میگردد

in three sizes

USP0

USP2

USP5

The strength and high tensile tolerance are the characteristics of this product

The needles used in this product have high strength

Proper thread to needle connection

در سه سایز

USP0

USP2

USP5

استحکام و قدرت تحمل کشش بالا از ویژگی های این محصول بود

سوزنهای استفاده شده در این محصول دارای استحکام لازم میباشد

اتصال مناسب نخ به سوزن



A New Chapter In Health Care

